



MOPYLEN® ist ein nicht-resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polypropylen. Die hydrophoben Eigenschaften und das inerte Verhalten des Nahtmaterials im Gewebe, ermöglichen den Einsatz als dauerhafte Fixierung, z.B. in der Herz- und Gefäßchirurgie. Alle genannten Eigenschaften sind auch beim kosmetischen Wundverschluss vorteilhaft und entsprechend sind vielfältige Nadeltypen verfügbar.

- nicht-resorbierbarer Polypropylenfaden
- dauerhaft hohe Reißfestigkeit
- hydrophob
- nicht-thrombogen
- geringste Gewebereaktion














*MOPYLEN® is a non-absorbable monofilament suture based on Polypropylen. The hydrophobic and inert properties allow the usage as a permanent fixation e.g. for cardio vascular surgery. All benefits mentioned before support a proper wound healing and so multiple needle types are available.*

- *non-absorbable suture*
- *high and permanent tensile strength*
- *water-repellent*
- *antithrombotic*
- *almost non-irritating*

# MOPYLEN®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination











Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
	USP	metric				
<b>1/2-Kreis Rundkörper = HR,HRS</b> <i>1/2 circle, round bodied = HR, HRS</i>						
● HR 6 	7-0	0.5	0,30	blau/blue	70233	24
	6-0	0.7	0,30	blau/blue	70234	24
● 2 x HR 6 	7-0	0.5	0,45	blau/blue	70235	24
	6-0	0.7	0,45	blau/blue	70236	24
● HR 8 	7-0	0.5	0,30	blau/blue	70223	24
	6-0	0.7	0,30	blau/blue	70224	24
● 2 x HR 8 	7-0	0.5	0,45	blau/blue	70225	24
	6-0	0.7	0,45	blau/blue	70226	24
● HR 10 	6-0	0.7	0,45	blau/blue	70230	36
● 2 x HR 10 	6-0	0.7	0,75	blau/blue	70231	36
● HR 12 	5-0	1	0,75	blau/blue	70232	36
● 2 x HR 12 	6-0	0.7	0,75	blau/blue	7022	36
	5-0	1	0,75	blau/blue	7023	36
	4-0	1.5	0,90	blau/blue	7024	36
● 2 x HR 15 	6-0	0.7	0,75	blau/blue	7025	36
	5-0	1	0,75	blau/blue	7026	36
	6-0	0.7	4 x 0,75	blau/blue	L 70237	12
	5-0	1	4 x 0,75	blau/blue	Multi-L-Pack L 70238	12
● HR 17 	5-0	1	0,75	blau/blue	7027	36
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	7028	36
	3-0	2	0,75	blau/blue	7029	36
● 2 x HR 17 	5-0	1	0,90	blau/blue	70210	36
	4-0	1.5	0,90	blau/blue	70211	36
	3-0	2	0,90	blau/blue	70212	36

# MOPYLEN®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination














Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
	USP	metric				
● HR 22 	4-0	1.5	0,75	blau/blue	70213	36
	3-0	2	0,75	blau/blue	70214	36
● 2 x HR 22 	4-0	1.5	0,90	blau/blue	70215	36
	3-0	2	0,90	blau/blue	70216	36
● HR 27 	3-0	2	0,75	blau/blue	70217	36
	2-0	3	0,75	blau/blue	70218	36
	0	3.5	0,75	blau/blue	70219	36
● 2 x HR 27 	4-0	1.5	0,90	blau/blue	70220	36
	3-0	2	0,90	blau/blue	70221	36
	2-0	3	0,90	blau/blue	70222	36
	4-0	1.5	1,20	blau/blue	70239	36
	3-0	2	1,20	blau/blue	70240	36
● HRS 27 	2-0	3	0,75	blau/blue	7031	36
	0	3.5	0,75	blau/blue	7032	36
● 2 x HR 35 	3-0	2	0,90	blau/blue	70241	36
● HRS 35 	2-0	3	0,75	blau/blue	7033	36
	0	3.5	0,75	blau/blue	7034	36
	1	4	0,75	blau/blue	7035	36
<b>1/2-Kreis schneidende Rundkörper = HRT</b> <i>1/2 circle trocar point, round bodied, = HRT</i>						
▼ HRT 18 	5-0	1	0,75	blau/blue	7061	36
	5-0	1	0,75	blau/blue	7062	36
	3-0	2	0,75	blau/blue	7063	36
▼ 2 x HRT 18 	5-0	1	0,90	blau/blue	70612	36
	5-0	1	0,90	blau/blue	7064	36
	3-0	2	0,90	blau/blue	7065	36
	2-0	3	0,90	blau/blue	7066	36
▼ HRT 22 	4-0	1.5	0,75	blau/blue	70613	36
	3-0	2	0,75	blau/blue	70614	36
	2-0	3	0,75	blau/blue	70615	36

# MOPYLEN®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination












Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
	USP	metric				
 <b>▼ 2 x HRT 22</b>	4-0	1.5	0,90	blau/blue	70616	36
 <b>▼ HRT 25</b>	3-0	2	0,75	blau/blue	7068	36
	2-0	3	0,75	blau/blue	7069	36
 <b>▼ 2 x HRT 25</b>	3-0	2	0,90	blau/blue	70610	36
	2-0	3	0,90	blau/blue	70611	36
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <b>3/8-Kreis Rundkörper = DR, DR F</b>  <i>3/8 circle, round bodied = DR, DR F</i> </div>						
 <b>● DR 5 F</b>	10-0	0.2	0,15	blau/blue	70726	24
 <b>● DR 6</b>	9-0	0.3	0,15	blau/blue	7072	24
 <b>● 2 x DR 6</b>	8-0	0.4	0,45	blau/blue	7073	24
	8-0	0.4	0,75	blau/blue	70732	24
 <b>● DR 10</b>	6-0	0.7	0,75	blau/blue	7075	36
 <b>● 2 x DR 10</b>	6-0	0.7	4 x 0,75	blau/blue	L 70728 Multi-L-Pack	12
 <b>● DR 10 F</b>	7-0	0.5	0,75	blau/blue	7074	36
	6-0	0.7	0,75	blau/blue	70725	36
 <b>● 2 x DR 10 F</b>	7-0	0.5	0,75	blau/blue	7076	36
	6-0	0.7	0,75	blau/blue	7077	36
	7-0	0.5	4 x 0,75	blau/blue	L 70727 Multi-L-Pack	12
 <b>● DR 12</b>	5-0	1	0,75	blau/blue	7079	36
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	70710	36
 <b>● 2 x DR 12</b>	5-0	1	0,75	blau/blue	70712	36
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	70713	36
	5-0	1	0,90	blau/blue	70714	36
	5-0	1	4 x 0,90	blau/blue	L 70731 Multi-L-Pack	12
 <b>● DR 12 F</b>	6-0	0.7	0,75	blau/blue	7078	36

# MOPYLEN®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination







Needle - suture - combination, sterile









Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
	USP	metric				
● 2 x DR 12 F 	6-0	0.7	0,75	blau/blue	70711	36
	6-0	0.7	4 x 0,75	blau/blue	L 70730 Multi-L-Pack	12
● DR 18 	5-0	1	0,75	blau/blue	70715	36
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	70716	36
	3-0	2	0,75	blau/blue	70719	36
● 2 x DR 18 	5-0	1	0,90	blau/blue	70717	36
	4-0	1.5	0,90	blau/blue	70718	36
	3-0	2	0,90	blau/blue	70720	36
● DR 18 / Schlinge / loop  Tsuge-Naht / Tsuge Suture	3-0	2	0,30	blau/blue	70733	36
	4-0	1.5	0,30	blau/blue	70734	36
<b>3/8-Kreis schneidende Rundkörper = DRT mit PREMIUM-Schliff = DRTM</b> 3/8 circle, trocar point, round bodied = DRT PREMIUM cut = DRTM						
▽ DRTM 10  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	7-0	0.5	0,75	blau/blue	7251	24
	6-0	0.7	0,75	blau/blue	7252	24
▽ 2 x DRTM 10  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	7-0	0.5	0,75	blau/blue	7253	24
	6-0	0.7	0,75	blau/blue	7256	24
▽ DRT 12 	6-0	0.7	0,75	blau/blue	7081	36
	5-0	1	0,75	blau/blue	7082	36
▽ 2 x DRT 12 	6-0	0.7	0,75	blau/blue	7083	36
	5-0	1	0,75	blau/blue	7084	36
▽ DRTM 12  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	6-0	0.7	0,75	blau/blue	7258	24
▽ 2 x DRTM 12  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	6-0	0.7	0,45	blau/blue	72511	24
	6-0	0.7	0,75	blau/blue	72510	24
	5-0	1	0,75	blau/blue	72512	24
	5-0	1	0,90	blau/blue	7259	24
▽ DRT 18 	5-0	1	0,75	blau/blue	7088	36
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	7089	36
	3-0	2	0,75	blau/blue	70810	36

# MOPYLEN®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile








Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no. USP	metric	Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
<b>Gerade Rundkörper = GR</b> <i>Straight round bodied = GR</i>						
<b>● 2 x GR 20</b> 	4-0	1.5	0,35	blau/blue	7091	36
<b>● 2 x GR 45</b> 	3-0	2	0,35	blau/blue	7092	36
<b>● 2 x GR 65</b> 	2-0	3	0,75	blau/blue	7094	36
<b>Sehnenauszieh-Naht nach BUNNEL</b> <i>BUNNEL's Tendon Suture</i>						
<b>● 2 x GR 45</b> 	3-0	2	0,35	blau/blue	BU 7093	12
<b>▼ DS 27</b> 			Schlinge loop			
Zubehör: Je 2 Silikon-Gummi-, Polyesterscheiben (1 Loch und 2 Loch) und Aluplomben <i>Incl. 4 buttons</i>						
<b>Gerade schneidende Rundkörper = GRT</b> <i>Straight, trocar point, round bodied = GRT</i>						
<b>▼ 2 x GRT 40</b> 	4-0	1.5	0,35	blau/blue	7102	36

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
	USP	metric				
<b>Sehnenauszieh-Naht nach BUNNEL</b> <i>BUNNEL's Tendon Suture</i>						
<b>⊕ 2 x GRT 40</b> 	4-0	1.5	0,35	blau/blue	BU 7104	12
<b>▼ DS 24</b> 	Schlinge loop		0,20			
Zubehör: Je 2 Silikon-Gummi-, Polyesterscheiben (1 Loch und 2 Loch) und Aluplomben <i>Incl. 4 buttons</i>						
<b>1/2-Kreis schneidende = HS, mit PREMIUM-Schliff = HSM</b> <i>1/2 circle, reverse cutting = HS, PREMIUM cut = HSM</i>						
<b>▽ HSM 17</b>  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	4-0	1.5	0,45	blau/blue	7126	36
<b>▼ HS 18</b> 	3-0	2	0,45	blau/blue	7111	36
<b>▼ HS 27</b> 	2-0	3	0,75	blau/blue	7112	36
	0	3.5	0,75	blau/blue	7113	36
<b>3/8-Kreis schneidende = DS, DS F, mit PREMIUM-Schliff = DSM, DSM F</b> <i>3/8 circle, trocar point = DS, DS F, PREMIUM cut = DSM, DSM F</i>						
<b>▽ DSM 7</b>  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	7-0	0.5	0,45	blau/blue	7151	36
	6-0	0.7	0,45	blau/blue	71525	36
<b>▽ DSM 11</b>  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	7-0	0.5	0,45	blau/blue	71526	36
	6-0	0.7	0,45	blau/blue	7152	36
	5-0	1	0,45	blau/blue	7153	36
<b>▽ DSM 11 F</b>  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	6-0	0.7	0,45	blau/blue	71555	36

# MOPYLEN®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile





Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
	USP	metric				
▼ DS 13 	5-0	1	0,45	blau/blue	7141	36
	4-0	1.5	0,45	blau/blue	7142	36
▼ DSM 13  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	6-0	0.7	0,45	blau/blue	7155	36
	5-0	1	0,45	blau/blue	7156	36
	4-0	1.5	0,45	blau/blue	7157	36
▼ DS 16 	5-0	1	0,45	blau/blue	7145	36
	4-0	1.5	0,45	blau/blue	71446	36
▼ DSM 16  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	6-0	0.7	0,45	blau/blue	71530	36
	5-0	1	0,45	blau/blue	71510	36
	4-0	1.5	0,45	blau/blue	71511	36
	4-0	1.5	0,60	blau/blue	71532	24
					mit Intrakutanzubehör Intracutaneous suture	
▼ DS 18 	5-0	1	0,45	blau/blue	7147	36
	4-0	1.5	0,45	blau/blue	7148	36
	3-0	2	0,45	blau/blue	7149	36
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	71410	36
	3-0	2	0,75	blau/blue	71411	36
	4-0	1.5	0,60	blau/blue	71439	24
					mit Intrakutanzubehör Intracutaneous suture	
	3-0	2	0,60	blau/blue	71440	24
				mit Intrakutanzubehör Intracutaneous suture		
▼ DS 18  Tsuge-Naht / Tsuge Suture	4-0	1.5	0,30 Schlinge/loop	blau/blue	71447	36
	3-0	2	0,30 Schlinge/loop	blau/blue	71448	36
▼ DS 18 F 	4-0	1.5	0,45	blau/blue	71436	36
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	71437	36



# MOPYLEN®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination







Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
	USP	metric				
 <b>DSM 18</b> PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	5-0	1	0,45	blau/blue	71512	36
	4-0	1.5	0,45	blau/blue	71513	36
	3-0	2	0,45	blau/blue	71514	36
	2-0	3	0,45	blau/blue	71515	36
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	71516	36
	3-0	2	0,75	blau/blue	71517	36
	2-0	3	0,75	blau/blue	71518	36
	4-0	1.5	0,60	blau/blue	71533	24
				mit Intrakutanzubehör Intracutaneous suture		
	3-0	2	0,60	blau/blue	71534	24
				mit Intrakutanzubehör Intracutaneous suture		
 <b>DSM 18 F</b> PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	4-0	1.5	0,45	blau/blue	71550	36
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	71551	36
 <b>DS 21</b>	4-0	1.5	0,45	blau/blue	71427	36
	3-0	2	0,45	blau/blue	71428	36
	2-0	3	0,45	blau/blue	71429	36
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	71430	36
	3-0	2	0,75	blau/blue	71431	36
	2-0	3	0,75	blau/blue	71432	36
 <b>DSM 21</b> PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	4-0	1.5	0,45	blau/blue	71536	36
	3-0	2	0,45	blau/blue	71537	36
	2-0	3	0,45	blau/blue	71538	36
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	71539	36
	3-0	2	0,75	blau/blue	71540	36
	2-0	3	0,75	blau/blue	71541	36

# MOPYLEN®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination








Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces	
	USP	metric					
<b>▼ DS 24</b> 	4-0	1.5	0,45	blau/blue	71414	36	
	3-0	2	0,45	blau/blue	71415	36	
	2-0	3	0,45	blau/blue	71425	36	
	3-0	2	0,75	blau/blue	71416	36	
	2-0	3	0,75	blau/blue	71426	36	
	3-0	2	0,60	blau/blue	71442	24	
					mit Intrakutanzubehör <i>Intracutaneous suture</i>		
	2-0	3	0,60	blau/blue	71443	24	
				mit Intrakutanzubehör <i>Intracutaneous suture</i>			
<b>▽ DSM 24</b>  PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	4-0	1.5	0,45	blau/blue	71520	36	
	3-0	2	0,45	blau/blue	71521	36	
	2-0	3	0,45	blau/blue	71522	36	
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	71531	36	
	3-0	2	0,75	blau/blue	71523	36	
	2-0	3	0,75	blau/blue	71524	36	
	3-0	2	0,60	blau/blue	71535	24	
					mit Intrakutanzubehör <i>Intracutaneous suture</i>		
	2-0	3	0,60	blau/blue	71554	24	
					mit Intrakutanzubehör <i>Intracutaneous suture</i>		
<b>▼ DS 27</b> 	2-0	3	0,45	blau/blue	71418	36	
	2-0	3	0,75	blau/blue	71433	36	
<b>▽ DSM 27</b>  PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	2-0	3	0,45	blau/blue	71542	36	
	2-0	3	0,75	blau/blue	71543	36	
<b>▼ DS 30</b> 	2-0	3	0,45	blau/blue	71421	36	
	0	3.5	0,45	blau/blue	71422	36	
	4-0	1.5	0,75	blau/blue	71419	36	
	3-0	2	0,75	blau/blue	71420	36	
	2-0	3	0,75	blau/blue	71424	36	
<b>▽ DSM 30</b>  PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	3-0	2	0,75	blau/blue	71544	36	
	2-0	3	0,75	blau/blue	71546	36	
	0	3.5	0,45	blau/blue	71547	36	

# MOPYLEN®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
	USP	metric				
▼ DS 40 	2-0	3	0,75	blau/blue	71434	36
	0	3.5	0,75	blau/blue	71423	36
▽ DSM 40  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0	3.5	0,75	blau/blue	71549	36
<b>1/2-Kreis gebogen außen schneidende = KS</b> <i>1/2 circle, curved, reverse cutting = KS</i>						
▼ KS 20 	3-0	2	0,45	blau/blue	7181	36
<b>Gerade schneidende = GS</b> <i>Straight, cutting = GS</i>						
▼ GS 12 	4-0	1.5	0,45	blau/blue	7171	36
▼ GS 60 	3-0	2	0,75	blau/blue	7172	36
<b>Gerade Spatula, PREMIUM-Schliff = GSPM</b> <i>Straight, spatulated, PREMIUM cut = GSPM</i>						
▽ 2 x GSPM 16  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	10-0	0.2	0,20	blau/blue	7261	24
<b>3/8-Kreis SPATULA = DSPM (PREMIUM-Schliff)</b> <i>3/8 circle, spatulated = DSPM (PREMIUM cut)</i>						
▽ 2 x DSPM 7 	10-0	0.2	0,15	blau/blue	7208	24